


LICHEN



使用说明书

粉末密度计

USER' S INSTRUCTIONS

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

前言

感谢您选择力辰科技 PDB 系列粉末密度计，为获得更好的使用体验，请认真阅读本使用说明书，并遵守安全操作规范！

请妥善保管本使用说明书以便需要时查阅！

危险！

- 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
- 请将密度计电源插头完全地插入电源插座中，请不要使用指定以外的电源。
- 切勿用湿手去插拔电源插头。


警告！

- 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线，切勿把重物置于电源线上。
- 请使用指定的 AC 适配器，不可私自拆卸；同时确认使用电压在 AC 适配器的电压范围内。
- 请将仪器放置于平稳、清洁防滑、干燥防火的台面，并避免阳光直射、温度剧烈波动和空气对流。
- 请不要在密度计上放置任何无关用品，放置物体的重量不能超出密度计称重量程。
- 密度计属于高精度仪器，应轻拿轻放，避免剧烈冲击后影响精度。
- 每次使用前请注意检查仪器和配件确保无损。
- 仪器操作前，请预热至少 30 分钟，以确保测量准确性。
- 密度计插上电源即已通电，长时间处于通电状态时，可不预热。
- 若仪器被浸湿，请立即断电，同时擦干水分，检查仪器是否进水，若进水请立即联系我司！
- 清洁仪器时请注意关闭仪器，并在切断电源后方可进行！
- 不得随意拆卸和调整仪器的零部件，备件损坏时，请仅使用原装备件进行更换。
- 如果您在使用过程中，发现密度计读数显示异常、有异味或有异常噪音时，应立即切断电源，然后在第一时间联系我司售后服务部。

一、概述

力辰科技 PDB 系列粉末密度计由电子天平、密度软件、密度配件等组成，经久耐用、做工精细耐用、性能稳定，采用阿基米德的浸渍体积置换法，配合专用比重瓶，准确的读取量测数值。是各行业品质管理与实验室比重密度测试的最佳选择。

二、结构



- | | | | |
|-------|-------|----------|-------|
| 1、温度计 | 2、比重瓶 | 3、称量盘 | 4、显示屏 |
| 5、按键 | 6、水平泡 | 7、水平调节螺母 | |

三、产品特点

- 1、大屏幕液晶显示，直读任何粉末的密度；
- 2、可进行温度补偿、溶液补偿设定，更人性化的操作、更符合现场作业需求；
- 3、控制操作简单、精度高、重复性好；
- 4、设有蜂鸣器装置；具有密度上、下限功能，可判定待测物的比重合格与否；
- 5、具有 RS-232C 接口，可外接 PC 和打印机等外部设备；
- 6、内置蓄电池，更适合现场测试。

四、产品参数

产品型号	LC-PDB-3002	LC-PDB-6002	LC-PDB-3005	LC-PDB-1203
输入电源 V	220			
频率 Hz	50			
功率 W	10			
传感器	国产传感器		HBM 传感器	
称重范围 g	0.01-300	0.01-600	0.005-300	0.001-120
称重精度 g	0.01		0.005	0.001

密度测量范围 g/cm ³	0.001-19.999			0.0001-19.9999
密度精度 g/cm ³	0.001			0.0001
标配砝码 g	100	200	100	100
净重 Kg	2.5			
产品尺寸 (L×W×H) mm	268×192×215			

五、设备安装

1、工作环境的选择

应按下面的要求选择工作环境：

(1) 避免阳光直射、剧烈温度波动和空气对流，尽可能远离房门、窗、散热器以及空调装置出风口。

(2) 工作区域应保持清洁、干燥；

(3) 仪器应放置在水平、平整、防滑的台面上；

(4) 工作环境：密度计工作的环境温度为 20℃±5℃，其波动小于 2.5℃/h；相对湿度 RH 为 40%~80%。

注：密度计在每次放置到新位置时，应该调节水平泡。

2、设备安装

(1) 小心打开包装，按装箱清单清点其中的所有零部件，检查各部件是否完整；

(2) 将密度计主机放平，比重瓶放置在一旁备用；

(3) 将电源适配器插入天平上的电源适配器插座，另一端接通电源。


六、设备使用

1、操作界面（显示屏）



名称	说明
○	读数稳定标识
+	称量值为正
-	称量值为负
○	去皮/置零标识
🔋	仪器电量显示
🌊	测量状态显示
数字	测量值显示
g/cm ³	密度单位
g	称重单位

2、按键功能



图标	名称	说明
	<SET>键	返回功能；设置参数
	<PRINT>键	打印测量数据；控制数值移位
	<ENTER>键	确认测量数值
	<MODE>键	测量数据转换
	<ZERO>键	重量值置零；校准
	开/关键	控制仪器开机/关机

3、操作方式

(1) 密度计的启动及关机

- ①密度计开机：接通电源后，打开仪器右侧开关，屏幕点亮，仪器进入自检模式，5-10s 后进入待测界面；
- ②密度计关机：无需测量时，关闭仪器右侧开关，屏幕熄灭，仪器关机。

(2) 密度计校准

- ①密度计在待测状态下，长按<ZERO>键；
- ②显示屏出现密度计最大称量值闪动，放置砝码于称量盘上，密度计自动读取砝码重量，显示数值闪烁速度变快，直至数值停止闪烁，拿下砝码；
- ③校准完成后，仪器回到待测模式。

注：高精度的密度计测量样品密度时，测量结果的准确度依靠对样品重量的准确测量，为获得准确的测量结果，密度计在以下使用场景下，必须经过校准方可使用：

- 当密度计首次使用时；
- 当密度计被移动至别处；
- 当使用环境条件改变时；
- 使用时定期的调整。

(3) 样品密度测量

- ①在待测状态下，将玻璃器皿放置在称量盘上，待稳定后再按<ZERO>键去皮；

- ②将样品加入玻璃器皿中放置在称量盘上，按<ENTER>键记忆；
- ③再将比重瓶注满液体，跟样品一起放到称量盘上，按<ENTER>键记忆；
- ④将比重瓶液体倒出一半，然后将样品完全倒入比重瓶内，再将比重瓶液体填满，连同玻璃器皿一起放置在称量盘上，按<ENTER>键，密度计将自动得出样品的密度值；
- ⑤按<PRINT>键，可通过 RS232C 通信输入测试结果等数据或通过专用微型打印机打印出测试时间、统计各项测试数据等；
- ⑥按<SET>键返回到待测状态，可进行下一组样品的测量。

(4) 密度上、下限及液体介质密度及温度设置

当样品密度有已知的范围时，为了验证样品密度的合格性，可以手动设置密度测量的上限和下限，超出设置的范围仪器会蜂鸣提醒，数值默认为“0”时等于没有设置上、下限。

- ①在待测状态下，长按<SET>键，进入测量参数设定；
- ②按<ENTER>键选择设置参数，按<SET>键数值增加，按<PRINT>键设置参数移位；
- ③设置完毕后，按<ZERO>键退出设置模式，自动保存为设置的数值。

设置项菜单功能表：

项目	说明
DDo	密度下限
DUP	密度上限
℃	当前液体介质温度
UDE	使用其它液体作为介质时，其它液体的密度

七、维护保养

- 1、密度计的外表面应该保持干净，避免灰尘、油脂和其他污物的附着。使用软布擦拭表面，避免使用化学清洁剂或酸碱溶液；
- 2、密度计应该存放在干燥、通风、温度稳定的环境中，避免阳光直射和高温环境；
- 3、为了确保密度计的准确性，需要定期进行校准，并有专人保管及维护保养；
- 4、仪器应避免碰撞、挤压及潮湿，如长时间不使用，请断开电源，拆下密度计支架和密度支撑板，并用防尘罩盖好。

八、故障分析

现象	原因分析	处理方式
重量数值不稳定	称量盘方有异物或水滴	取出异物或擦清水滴
	配件没有装好	重新安装配件
	未按步骤正确校正	重新按步骤校正
	环境有较强的气流或磁场	更换环境
测试结果误差大	未校正就测量使用	用砝码重新校正
	样品太轻	适当加重样品
传感器不运行	传感器损坏	更换传感器

	电路板元件损坏	更换损坏元件或电路板
显示屏不亮	电源线损坏	更换电源线
	显示屏损坏	更换显示屏
	电路板元件损坏	更换损坏元件或电路板

九、保修声明

本公司产品保修期一年（从产品售出之日算起）。保修期内，用户可凭保修卡、商业发票对质量有问题的产品实行更换或免费维修。属下列情况之一除外：

- 1、保修期已过；
- 2、因用户自己的过失而造成仪器的损坏；
- 3、用户未按说明书规定操作而造成仪器损坏；
- 4、由于仪器暴露在具有放射性或腐蚀性物质的环境中造成仪器损坏；
- 5、用户擅自拆开仪器或非经上海力辰邦西仪器科技有限公司认可的维修人员修理、调试而造成仪器的损坏。

十、开箱检查

请小心拆开包装，并对照本说明书附录装箱单，对仪器各部件进行清点、检查。如发现有任何破损，请及时联系我司。

十一、装箱清单

序号	名称	数量
1	密度计主机	1 台
2	比重瓶（带温度计）	1 个
3	玻璃器皿	1 个
4	吸管	1 只
5	校正砝码	1 个
6	不锈钢称量盘	1 个
7	电源适配器	1 个
8	产品说明书	1 份
9	合格证/保修卡	1 份

LICHEN

上海力辰邦西仪器科技有限公司

Shanghai Lichen-BX Instrument Technology Co., Ltd.

地址:上海市松江区三浜路 469 号 9 幢

联系方式 400-840-9177

网站:www.lichen17.com

本资料内容如有变更,恕不另行通知

最终解释权归本公司所有